

CITOLOGINĖS MEDŽIAGOS IŠ SEROZINIŲ ERTMIŲ SKYSČIŲ SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA, V.2.00

Tyrimo objektas: tiriami pleuros, pilvo, perikardo, Duglaso ertmių skysčiai ar ploviniai.

Citologinio tyrimo tikslas – nustatyti ląstelinę skysčių sudėtį, piktybinį naviką. Pasitelkus ląsteles koncentruojančias tyrimo metodikas tyrimo jautrumas padidėja ir siekia 85 %, o apdorojus ląsteles histologine technika, galima atlikti imunocitocheminius vėžio ir kitų ląstelių biožymenų tyrimus, kurių pagalba galima nustatyti pirminį naviką, atskirti metastazinę adenokarcinomą nuo mezoteliomos ir pan.

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PAĖMIMAS:

1. Skystis surenkamas į švarų, markiruotą indą;
2. Didžiausias tiriamosios medžiagos kiekis: 500 ml., mažiausias tiriamosios medžiagos kiekis 10 ml.
3. Jei gauto skysčio kiekis yra didesnis nei 500 ml., tai paimtas skystis yra paliekamas inde tol, kol ląstelės nusėda į indo dugną. Dalis skysčio nupilama, o skystis su nusėdusiomis ant dugno ląstelėmis siunčiamas citologiniam tyrimui atlikti;
4. Kad skystis nekrešėtų galima, bet nebūtinai, pridėti antikoagulianto (1ml skysčio - 3VV heparino);
5. Citologiniam tyrimui skysčiai siunčiami nedelsiant (siekiant išvengti medžiagos autolizės) arba iki siuntimo laikomi šaldytuve 4°-7 °C temperatūroje.

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS:

1. Skysčio transportavimui naudojami nedužūs, sandarūs indai.
2. Transportavimo indų žymėjimui naudojama atspari skysčiams bei mechaniniams veiksniams etiketė, užpildyta patvariu rašikliu. Etiketėje nurodoma:
 - 2.1. Paciento pavardė ir vardas spausdintinėmis raidėmis, asmens kodas;
 - 2.2. Tyrimą siunčiančios sveikatos priežiūros įstaigos pilnas arba sutrumpintas pavadinimas;
3. Pagal galimybes medžiaga tyrimui į Centrą transportuojama tą pačią dieną arba kitos dienos ryte.
4. Siunčiant į Centrą tiriamąją medžiagą patologijos tyrimui, pildoma [elektroninė siuntimo forma](#), atitinkanti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą siuntimo tirti formą (SAM Forma Nr.014-1-1/a, 2014-12-23 d.). Užpildyta elektroninė siuntimo forma atspausdinama, pasirašoma ir kartu su citologine medžiaga siunčiama tyrimui. Taip pat išlieka galimybė medžiagą patologijos tyrimui siųsti užpildžius įprastą siuntimo tirti blanko formą.
6. Tiriamosios medžiagos siuntėjas turi galimybę savarankiškai stebėti tyrimo Centre eigą (išsamesnė informacija tel.: 2 72 06 64 ar elektroniniu paštu: tyrimai@vpc.lt).

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS

Tiriamoji medžiaga Valstybiniame patologijos centre priimama pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., šeštadieniais – nuo 8 iki 13 val. adresu [P. Baublio 5, Vilnius](#).

BENDRIEJI SIUNTIMO TIRTI PILDYMO REIKALAVIMAI

Siuntime pažymėti:

1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
3. Naudojamą mėginio fiksuojamą būdą, medžiagą arba informaciją, kad medžiaga nefiksuota.
4. Klinikinius ligos duomenis.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

el. paštu: info@vpc.lt arba Centro telefonais:
8 5 2477351 (Tiriamosios medžiagos priėmimas);
8 5 2477350 (Informacija).

El. paštu: kokybe@vpc.lt prašome teikti pastabas apie tyrimų kokybę